


Anticorpo Monoclonale Anti-IL13Ra1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78552

Numero articolo: CM0009386



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro IL13RA1 umano (CD213A1, NR4, CT19). Validato per Western blot, IHC ed ELISA. Approfondisci la segnalazione IL-13/IL-4 e la biologia degli antigeni cancro/testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL13RA1
Note/alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3597
GeneID	3597
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di IL13RA1 umano (P78552).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P78552
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante