


Anticorpo Policlonale Anti-IL13Ra1 Per Wb, Elisa - P78552

Numero articolo: CM0027921



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting la subunità alfa-1 del recettore dell'interleuchina-13 (IL13RA1, CD213A1). Adatto per WB e ELISA su umano e topo. Immunogeno ricombinante rileva una proteina di ~49kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione IL13/IL4 e sulle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL13RA1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Specie	Umano
GenelD (umano)	3597
GenelD	3597
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-343 di IL13RA1 umano (NP_001551.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P78552
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio