

Anticorpo Policlonale Anti-IL13Ra2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q14627

Numero articolo: CM0021274



introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio Anti-IL13RA2 convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina IL13RA2 di uomo, topo e ratto. Rilevante per studi sulla segnalazione di IL-13 e la modulazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL13RA2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Specie	Uomo
ID Gene	3598 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14627
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio