

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL13Ra2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14627

Numero articolo: CM0019592



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL13RA2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di IL-13, della regolazione immunitaria e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto   | IL13RA2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias          | CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)     | 3598                                                                                                                            |
| ID Gene             | 3598                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-343 di IL13RA2 umano (NP_000631.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q14627                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 44 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                           |