

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL15 Per Wb Ed Elisa - P40933

Numero articolo: CM0019482



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'Interleuchina-15 (IL-15) umana, validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con IL-15 di topo. Adatto per lo studio delle risposte immunitarie mediate da IL-15 e delle vie di segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	IL15 Rabbit pAb
Note/Alias	IL15; IL-15; interleuchina-15
Specie	Umano
ID Gene	3600
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-162 di IL15 umana (NP_000576.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P40933
Peso Proteico	14kDa/18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio