

Anticorpo Policlonale Anti-IL15Ra Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q60819

Numero articolo: CM0020499



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità alfa del recettore dell'interleuchina-15 (IL-15RA) del topo. Validato per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per studi sulla segnalazione dell'IL-15, sulla regolazione immunitaria e sulla biologia dei recettori delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL15ra Rabbit pAb
Note/Alias	IL-15RA; IL15ra
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3601
GeneID	16169
Immunogeno	Proteina Ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 33-105 di IL15ra di topo (NP_032384.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q60819
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio