

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL17A Per Wb, Elisa - Q62386

Numero articolo: CM0007333

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per IL-17A di topo, validato per WB ed ELISA. Riconosce una proteina di 17 kDa coinvolta nell'immunità Th17 e nell'infiammazione. Ideale per la ricerca sulla risposta immunitaria e la difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL17A Rabbit mAb
Note/Alias	IL17; Ctla8; IL-17; Ctla-8; IL-17A; IL17A
Specie	Topo
ID Gene	16171
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-158 di IL17A di topo. (NP_034682.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q62386
Peso molecolare proteina	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio