


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL17A Per Wb, Elisa - Q16552

Numero articolo: CM0014052



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL17A umana, validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio dell'immunità mediata da IL17A, dell'infiammazione e della difesa dell'ospite antimicrobica.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	IL17A Rabbit pAb
Note/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3605
ID Gene	3605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-155 di IL17A umana (NP_002181.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q16552
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio