

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL17C Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0M4

Numero articolo: CM0014952

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-IL17C, validato per WB, IF/ICC ed ELISA, riconosce l'IL-17C umana, di topo e di ratto. Ideale per studiare l'immunità innata dell'epitelio e le risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-IL17C (pAb)
Note/Alias	CX2; IL-17C; IL17C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27189
ID Gene	27189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-197 dell'IL17C umana (NP_037410.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P0M4
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio