

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL17F Per Wb, Elisa - Q96Pd4

Numero articolo: CM0030133



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL17F umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo; bersaglia una citochina chiave Th17 nell'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio IL17F
Osservazioni/Alias	ML1; ML-1; IL17A; CANDF6; IL-17F
Specie	Umano
GeneID (Umano)	112744
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-163 di IL17F umano (NP_443104.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96PD4
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio