

Anticorpo Monoclonale Anti-IL17Ra Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q96F46

Numero articolo: CM0012203



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia IL17RA (CD217) umana, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione del recettore IL-17 nell'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL17RA Rabbit mAb
Note / Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Specie	Umana
GeneID (Umano)	23765
GeneID	23765
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 767-866 di IL17RA umana (Q96F46).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96F46
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio