

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL17Ra Per Wb, Elisa - Q96F46

Numero articolo: CM0015278



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro IL17RA umano (recettore IL-17 A, CD217), convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione IL-17, dell'infiammazione e della difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL17RA pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Specie	Umano
GeneID (umano)	23765
GeneID	23765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-320 di IL17RA umano (NP_055154.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96F46
Peso proteico	96 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio