


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL17Rb Per Wb E Elisa - Q9Nrm6

Numero articolo: CM0017854



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per IL17RB umano, validato per WB ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Il bersaglio è un recettore per IL17B e IL17E, coinvolto nella crescita/differenziazione delle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-IL17RB
Note/Alias	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	55540
ID del gene	55540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-292 di IL17RB umano (NP_061195.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NRM6
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante