

Anti-IL17Re Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q8Nfr9

Numero articolo: CM0016216

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL17RE umano, validato per applicazioni WB ed ELISA. Riconosce IL17RE umano e murino (UniProt Q8NFR9), un recettore per IL17C coinvolto nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL17RE Coniglio pAb
Note/Alias	IL17RE
Specie	Umano
GeneID	132014
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-260 di IL17RE umano (NP_705613.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8NFR9
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio