

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL18 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P70380

Numero articolo: CM0021736

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL18 murina, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Bersaglia una citochina pro-infiammatoria coinvolta nelle risposte delle cellule Th1 e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL18 Rabbit pAb
Note/Alias	IgG; IL-18; IL18
Specie	Topo
ID del gene (umano)	3606
ID del gene	16173
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P70380
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante