

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL18 Per Wb, Ip, Elisa - Q14116

Numero articolo: CM0012928



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL-18 umano (fattore induttore di IFN-gamma), validato per WB, IP, ELISA. Ideale per studiare la segnalazione delle citochine infiammatorie, le risposte delle cellule Th1/NK, la piroptosi e la ricerca sul carcinoma ovarico. - Q14116

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL18 Rabbit pAb
Note/Alias	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3606
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 37-193 di IL-18 umano (NP_001553.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q14116
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio