

Anti-IL18 Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14116

Numero articolo: CM0004289

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro IL-18 umano (IL-18 maturo). Validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della citochina pro-infiammatoria IL-18 nella barriera epiteliale, nelle risposte delle cellule Th1/NK e nella piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL18 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	IL-18 maturo
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3606
GeneID	3606
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-193 dell'IL18 umano (NP_001553.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14116
Peso Proteico	18 KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio