

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL18Bp Per Wb, If/Icc, Elisa - O95998

Numero articolo: CM0028431



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'IL18BP umana (proteina legante l'interleuchina-18) per WB, IF/ICC e ELISA. Presenta reazione crociata con l'IL18BP di topo. Utile per studiare l'inibizione dell'IL-18 e la risposta precoce delle citochine TH1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL18BP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	FVH, IL18BPα, IL18BP
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	10068
ID gene	10068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 31-194 dell'IL18BP umana (NP_001138529.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O95998
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio