

## Anticorpo Policlonale Anti-IL18R1/IL-18 R Alpha Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13478

Numero articolo: CM0023710



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro l'IL18R1 umana (CD218a, IL-18R $\alpha$ ), adatto per Western blot, immunohistochimica (IHC-P), immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Rileva IL18R1 umana, murina e di ratto. Ideale per studiare l'attivazione delle cellule Th1 mediata da IL18 e la segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | IL18R1/IL-18 R alpha Rabbit pAb                                                                        |
| Note/Alias          | CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alpha |
| Specie              | Umana                                                                                                  |
| GenelD (Umano)      | 8809                                                                                                   |
| GenelD              | 8809                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                                                                                  |
| Fonte               | Coniglio                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                  |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                               |
| Reattività crociata | Umana, Murina, Ratto                                                                                   |
| SWISS               | Q13478                                                                                                 |
| Peso proteico       | 62kDa                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                     |