

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL1R1 Per Wb Ed Elisa - P14778

Numero articolo: CM0026442



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL1R1 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dell'interleuchina-1 e sulla risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-IL1R1
Note/Alias	P80; IL1R; IL1RA; CD121A; D2S1473; IL-1RT1; IL-1R-alpha; IL1R1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3554
ID Gene	3554
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 380-569 di IL1R1 umano (NP_000868.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14778
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio