

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL1R2 Per Wb, Elisa - P27930

Numero articolo: CM0023493



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro IL1R2 umano, validato per WB ed ELISA. Riconosce sia IL1R2 umano che murino, il recettore esca per IL1 beta coinvolto nell'infiammazione e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL1R2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7850
ID Gene	7850
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-320 di IL1R2 umano (NP_775465.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P27930
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio