

Anticorpo Policlonale Anti-IL1Ra Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P18510

Numero articolo: CM0022797



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL1RA (antagonista del recettore dell'interleuchina-1) per applicazioni Western blot, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Rileva IL1RA umano, murino e di ratto. Utile per studi sull'infiammazione e sulla segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL1RA Rabbit pAb
Note/Alias	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1RA; MVCD4; IL-1RN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-1RA
Specie	Umano
GeneID (umano)	3557
GeneID	3557
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-177 di IL1RA umano (NP_776214.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P18510
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante