

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL1RL1 Per Wb, Elisa - Q01638

Numero articolo: CM0022913



introduzione

pAb di coniglio anti-IL1RL1 validato per WB e ELISA; rileva IL1RL1 (ST2) umano, di topo e di ratto, un recettore per IL-33 coinvolto nell'immunità innata e adattativa. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-IL1RL1
Note/Alias	T1; ST2; DER4; ST2L; ST2V; FIT-1; IL33R; IL1RL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9173
GeneID	9173
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-328 di IL1RL1 umano (NP_057316.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01638
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio