

## Anticorpo Policlonale Anti-IL1Rn Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P25085

Numero articolo: CM0019256

### introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro IL1RN murino, un antagonista del recettore dell'interleuchina-1 antinfiammatorio. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso IL1RN umano e murino. Ideale per studi sulla regolazione immunitaria e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | IL1RN Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Note/Alias          | IL-1ra; F630041P17Rik; IL1RN                                                                                                                            |
| Specie              | Mouse                                                                                                                                                   |
| GeneID              | 16181                                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-178 di IL1RN murino (NP_001034790.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                                              |
| SWISS               | P25085                                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 20kDa                                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                       |