

Anticorpo Policlonale Anti-IL1B Per Wb, Elisa - P01584

Numero articolo: CM0023312



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro IL-1 beta umano, una citochina pro-infiammatoria chiave. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata con il mouse. Ideale per la ricerca sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL1β Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
Specie	Umano
GeneID	3553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-170 dell'IL1β umano (NP_000567.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P01584
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio