

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL1B Per Wb, Elisa - P10749

Numero articolo: CM0004447



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL1 β validato per WB ed ELISA. Rileva IL1 β di topo (P10749), una citochina pro-infiammatoria coinvolta nella febbre, nell'attivazione dei linfociti T e nella piroptosi. Adatto per la ricerca sull'infiammazione e sul sistema immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL1 β
Note/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3553
GeneID	16176
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-269 di IL1 β di topo (P10749).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P10749
Peso molecolare proteico	31kDa
Spedizione	Sacca refrigerante