

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL1B Per Wb, If-P, Elisa - P01584

Numero articolo: CM0004905



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio IL1 β ad alta specificità validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con l'umano. Mira a una citochina pro-infiammatoria chiave nella risposta immunitaria e nella ricerca sulle malattie. Ideale per lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio IL1 β
Osservazioni/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3553
ID Gene	3553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-269 di IL1 β (NP_000567.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P01584
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio