

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL1B Per Wb, If/Icc, Elisa - P01584

Numero articolo: CM0005315



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'IL-1 β umana (interleuchina-1 beta), una citochina pro-infiammatoria chiave. Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio dell'infiammazione, della piroptosi e delle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL1 β
Note/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
Specie	Umana
ID gene (umano)	3553
ID gene	3553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-269 dell'IL1 β umana (NP_000567.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01584
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio