

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL1B Per Wb, If/Icc, Elisa - P10749

Numero articolo: CM0005857



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità che targeting IL1 β di topo, validato per western blot, immunofluorescenza e ELISA. Ideale per studiare l'infiammazione, la segnalazione delle citochine e la piroptosi nei macrofagi attivati e modelli correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL1 β mAb Coniglio
Note/Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3553
Gene ID	16176
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-269 di IL1 β di topo (NP_032387.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P10749
Peso Proteico	31 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio