

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL1B Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10749

Numero articolo: CM0008229



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-IL1 β , validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce con IL1 β umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e sulle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL1 β
Note/alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Specie	Topo
GeneID (umano)	3553
GeneID	16176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-269 di IL1 β murina (NP_032387.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P10749
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante