


## Anticorpo Monoclonale Anti-IL2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P04351

Numero articolo: CM0003221



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro IL2 di topo, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla risposta immunitaria, mirando al fattore di crescita dei linfociti T a 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | IL2 Rabbit mAb                                                                                                                                      |
| Note/Alias            | IL-2; IL2                                                                                                                                           |
| Specie                | Topo                                                                                                                                                |
| Gene ID (Umano)       | 3558                                                                                                                                                |
| Gene ID               | 16183                                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-169 di IL2 di topo (NP_032392.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività Incrociata | Topo                                                                                                                                                |
| SWISS                 | P04351                                                                                                                                              |
| Peso Proteico         | 19kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                                                   |