


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL2 Per Wb, Fc, Elisa - P60568

Numero articolo: CM0002792



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro l'Interleuchina-2 umana (IL-2). Adatto per Western blot, citometria a flusso e ELISA. I ricercatori lo utilizzano per studiare la risposta immunitaria, la proliferazione delle cellule T e la segnalazione delle citochine nello sviluppo dell'immunoterapia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL2 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3558
Gene ID	3558
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-153 dell'IL2 umana (NP_000577.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P60568
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio