


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL2 Per Wb, If-P, Elisa - P04351

Numero articolo: CM0007182



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega all'interleuchina-2 (IL2) murina. Validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Cross-reattività con ratto. Ideale per lo studio della regolazione immunitaria e della funzione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL2 Rabbit mAb
Note/Alias	IL-2
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3558
Gene ID (Mouse)	16183
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-169 dell'IL2 murina (NP_032392.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Cross-reattività	Mouse, Ratto
SWISS	P04351
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio