


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P60568

Numero articolo: CM0010297



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ricombinante specifico per IL-2 umana (interleuchina-2, TCGF). Adatto per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Ideale per studiare la crescita delle cellule T, la risposta immunitaria e la tolleranza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	IL2 mAb Coniglio
Note/Alias	IL-2; TCGF; linfocina
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3558
ID Gene	3558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-153 dell'IL-2 umana (NP_000577.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio