


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P60568

Numero articolo: CM0023605



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro IL-2 umano (IL2), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla risposta immunitaria e sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | IL2 Rabbit pAb                                                                                                        |
| Osservazioni/Alias  | IL-2; TCGF; linfocina; IL2                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)      | 3558                                                                                                                  |
| GeneID              | 3558                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-153 di IL2 (NP_000577.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                    |
| SWISS               | P60568                                                                                                                |
| Peso proteico       | 18kDa                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                    |