


Anticorpo Policlonale Anti-IL20Rb Per Wb, Elisa - Q6Uxl0

Numero articolo: CM0024819



introduzione

CamelBio offre questo anticorpo policlonale coniglio anti-IL20RB, validato in WB e ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto, per ricerche sui recettori delle citochine e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL20RB Rabbit pAb
Note/Alias	DIRS1; FNDG6; IL-20R2; IL20RB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	53833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 48-177 di IL20RB umano (NP_653318.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6UXL0
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio