

Anticorpo Policlonale Anti-IL21 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Hbe4

Numero articolo: CM0030122



introduzione

IL21 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rileva l'IL-21 umana, murina e del ratto, una citochina chiave nella regolazione immunitaria. Adatto per la ricerca sulle cellule Tfh, sui centri germinali e sulle risposte anticorpali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL21 Rabbit pAb
Note/Alias	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Specie	Umano
ID Gene	59067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-162 dell'IL21 umana (NP_068575.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HBE4
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio