

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL21 Per Wb E Elisa - Q9Hbe4

Numero articolo: CM0005678



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-IL21 validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce con l'IL21 umano, una citochina chiave nella generazione di cellule Tfh e nelle risposte anticorpali. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL21 Rabbit mAb
Note/Alias	Za11; IL-21; CVID11; IL21
Specie	Umana
ID genico (Umano)	59067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-162 dell'IL21 umano (NP_068575.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9HBE4
Peso proteico	17KDa/18KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio