


Anticorpo Monoclonale Anti-IL22 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Numero articolo: CM0004307



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IL22 umano (Interleuchina-22), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per ricerche sull'infiammazione e sulla barriera epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL22 Rabbit mAb
Note/Alias	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	50616
Gene ID	50616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-179 di IL22 umano (NP_065386.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZX6
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio