

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL22 Per Wb, Elisa - Q9Jjy9

Numero articolo: CM0018793



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL22 murina, validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con le forme umana e murina. Riconosce una citochina essenziale per l'integrità della barriera epiteliale e la rigenerazione dei tessuti. - Q9JJY9

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL22 Rabbit pAb
Note/alias	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa; IL22
Specie	Topo
ID del gene	50929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-179 di IL22 murina. (NP_058667.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9JJY9
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante