

Anticorpo Policlonale Anti-IL22Ra1 Per Wb, Elisa - Q8N6P7

Numero articolo: CM0016181



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IL22RA1 umano (IL22R, CRF2-9), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Peso molecolare previsto 63 kDa. Uno strumento prezioso per la ricerca sulla segnalazione di IL-22.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IL22RA1 Rabbit pAb
Note/Alias	IL22R; CRF2-9; IL22R1; IL22RA1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	58985
ID Gene	58985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 16-230 di IL22RA1 umano (NP_067081.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6P7
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio