


Anticorpo Monoclonale Anti-IL23R Per Fc - Q5Vwk5

Numero articolo: CM0011771



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore umano dell'interleuchina-23 (IL23R), coniugato ad . Progettato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il recettore coinvolto nell'attivazione delle cellule T e NK, con implicazioni nell'autoimmunità e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL23R umano
Note/alias	PSORS7
Specie	Umana
GeneID (umano)	149233
GeneID	149233
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q5VWK5
Peso della proteina	41kDa/43kDa/72kDa
Spedizione	Borsa refrigerante