


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL23R Per Fc, Elisa - Q5Vwk5

Numero articolo: CM0009010



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-IL23R per citometria a flusso (FC) e ELISA. Riconosce l'IL23R umano (SwissProt Q5VWK5). Uno strumento chiave per studiare la segnalazione di IL-23 nell'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL23R Rabbit mAb
Note/Alias	PSORS7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	149233
GeneID	149233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 124-353 dell'IL23R umano (NP_653302.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q5VWK5
Peso Proteico	41kDa/43kDa/72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio