


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL23R Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Numero articolo: CM0003320



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro IL23R umano (alias PSORS7). Validato per WB, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del recettore IL23 e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL23R Rabbit mAb
Note/Alias	PSORS7; IL23R
Specie	Uomo
GeneID	149233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-629 di IL23R umano (NP_653302.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5VWK5
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio