


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL23R Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Numero articolo: CM0021148



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL23R umano, adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante (aa 510-629). Ideale per la ricerca sulla via IL23/Th17 e sulle patologie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio anti-IL23R
Note/Alias	PSORS7; IL23R
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	149233
ID Gene	149233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-629 di IL23R umano (NP_653302.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5VWK5
Peso Molecolare Proteico	72kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio