


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL24 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13007

Numero articolo: CM0020188



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-IL24 convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Per la ricerca sulla risposta immunitaria mediata da IL24, l'oncogenesi e la segnalazione delle citochine antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL24 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	C49A; FISP; MDA7; MOB5; ST16; IL10B; IL24
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11009
GeneID	11009
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-140 dell'IL24 umano (NP_001172085.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13007
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio