

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL26 Per Wb, Elisa - Q9Nph9

Numero articolo: CM0021753

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato all'IL26 umano, convalidato per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Adatto per studi sull'immunità mucosale, sulla malattia infiammatoria intestinale e sulla segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL26 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AK155; IL-26; IL26
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55801
GeneID	55801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-100 dell'IL26 umana (NP_060872.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9NPH9
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio