


Anticorpo Policlonale Anti-IL2Rb (Cd122/IL15Rb) Per Wb, Elisa - P14784

Numero articolo: CM0028232



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a IL2RB umano (CD122/IL15RB), convalidato per Western blot (WB) ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione del recettore IL-2 e IL-15.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL2RB pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CD122; IMD63; IL15RB; P70-75; IL2RB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3560
Gene ID	3560
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 316-431 di IL2RB umano (NP_000869.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14784
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio