

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL3 Per Wb, Elisa - P08700

Numero articolo: CM0030912



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IL-3 (interleuchina-3, UniProt P08700), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con IL-3 umano e di topo, un fattore di crescita ematopoietico chiave. Immunogeno ricombinante (aa20-152). Ideale per la ricerca su citochine e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL3 Rabbit pAb
Note/Alias	IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3562
GeneID	3562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-152 dell'IL3 umano (NP_000579.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P08700
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio