

Anticorpo Policlonale Anti-IL31Ra Per Wb, Elisa - Q8Ni17

Numero articolo: CM0029612



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità alfa del recettore dell'interleuchina-31 umana (IL31RA). Adatto per Western blot e ELISA, cross-reattivo con il mouse. Esplora il prurito mediato da IL31 e l'immunità cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL31RA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO21384; zcytoR17; IL31RA
Specie	Umano
Gene ID	133396 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-321 di IL31RA umana (NP_001284501.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q8NI17
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio